

Le Ginocchiere KTJ® con snodo a centro di rotazione variabile

Atleta SL corta

Per la protezione nell'attività sportiva in particolare nello sci



Indicazioni

Per il supporto del ginocchio nell'attività sportiva a seguito di:

- traumi legamentosi (LCA, LCP, LCM, LCL)
- traumi capsulari,
- traumi meniscali

Caratteristiche calza

- Azione batteriostatica permanente
- Ipoallergenico ed antiodore
- Respira con la pelle
- Assorbe il sudore
- Asciuga velocemente
- Resistente allo sporco e lavaggi
- Non appiccica
- Azione antistatica

Snodo

Libertà di movimento:
0° - 135°




Taglia

Unica (40 - 54 cm)
destra e sinistra

Snodo in alluminio
Peso ginocchiera 350gr

Scheda tecnica

Snodo KTJ®



Arco movimento	0° ÷ 135°				
Rientro centro istantaneo rotazione	c. m. 0.36				
Massima Tensione su LCA - LCP	Kg. 0.20				
Moto proposto	Roto-traslatorio				
Scomposizione arco movimento	arco	Rientro cm	Kg LCA	Kg LCP	Moto
	0°-30°	0	0,12	0,11	Rotatorio
	30°-45°	0,02	0,05	0,04	Roto-traslatorio
	45°-90°	0,09	0,06	0,12	Roto-traslatorio
	90°-135°	0,36	0,20	0,19	Roto-traslatorio
Allineamento ginocchio-snodo	Autocentraggio				